


Stereomikroskope Stemi 305, Stemi 508





Systemdiagramm



August 2016

Stemi 305 - Mikroskopkörper, Optik, LED Stative K/M



Stemi 305 MAT Mikroskop-Set
435063-9030-100

Stemi 305 EDU Mikroskop-Set
435063-9010-100

Stemi 305 LAB Mikroskop-Set
435063-9020-100




Stativ K MAT
435425-9020-000 (ohne Abb.)
(inkl. S/W Kunststoffplatte und Staubschutzhülle)

Stativ K EDU
435425-9000-000
(inkl. Glas-, S/W Kunststoffplatte und Staubschutzhülle)

Stativ K LAB
435425-9010-000
(inkl. Glas-, S/W Kunststoffplatte und Staubschutzhülle)

Stativ M LED
435425-9100-000
(inkl. Glas-, S/W Kunststoffplatte und Staubschutzhülle)

Aufbewahrungsbox K
435065-9030-000 (ohne Abb.)







als Ersatz:
Staubschutzhülle
415500-1800-000

als Ersatz:
Glasplatte, D=84x5 mm
435425-9310-000





als Ersatz:
S/W Kunststoffplatte, D=84x5 mm
435425-9320-000

Stemi 508 - Mikroskopkörper, Optik, LED Stative K/M




Stemi 305/508 - Stative und Tische

[Halterahmen oder -platte 160x116 mm der Kreuztische von Axio Imager]



Stemi 305/508 - Beleuchtungen




Ringleuchte mit Leuchtstoffröhre 5500 K,
d=58/66 mm
417040-9100-000
(diffuse Ringbeleuchtung, inkl. Controller und Netzteil)




LED-Doppelspot für Säule 32
417040-9450-000
(inkl. LED-Steuereinheit, Netzteil und Adapter)

LED-Doppelspot für Träger 5 76 mm
417040-9560-000 (o. Abb.)
(inkl. LED-Steuereinheit, Netzteil und Adapter)


**EasyLED Spot
Polarisator**
417096-9600-000




Controller MC 1000 für VisiLED
417095-9040-000
(1 VisiLED Leuchte anschließbar)



Multi-Controller MC 1500 für VisiLED
417095-9000-000
(2 VisiLED Leuchten anschließbar)



Netzteil 100...240 V,
50...60 Hz für VisiLED
417095-9050-000



VisiLED Ringlicht S, 80-25 BF,
d=66 mm
417095-9225-000 (ohne Abb.)
VisiLED Ringlicht S, 80-55 BF,
d=66 mm
417095-9255-000
(Segment-Ringbeleuchtungen)




**Set für simultane Montage
VisiLED BF+DF**
417095-9500-000



**Polarisations-Filterset
VisiLED/EasyLED**
417095-9550-000
(nur mit 417095-9255-000)




**Halter, d=66 mm
für VisiLED DF**
417095-9510-000




VisiLED Ringlicht S, 40-10 DF,
d=66 mm
417095-9300-000
(Segment-Ringbeleuchtung
für Auflicht-Dunkelfeld)

Fußtaste S
435602-9010-000
(ohne Abb.)



Durchlicht-Basis 300
435533-9500-000
inkl.:
- Glasplatte D=120 mm
- Einlegeblende 28/84
- Netzteil 24 V, 60 W
- Blendschutz



[Tische: siehe Seite "Stemi Stativ und Tische"]
[Heizplatte zu Basis 300 (o. Abb.): direkt bei Tokai Hit]



**Tischadapter 84+120
zu Durchlicht-Basis 300**
435533-9510-000

als Ersatz:
Glasplatte D=120 mm
435501-0002-000



**Polarisator S
D=84 mm**
435531-0000-000

Fußtaste S
435602-9010-000
(ohne Abb.)

